



«Урожайная биофабрика»

В. М. Безгин

5. Сыворотку сапную для РСК хранят в закрытых, сухих темных местах при температуре от 2 °С до 15 °С.

Допускается транспортирование сыворотки сапной в упаковке организации-производителя при температуре не выше 25 °С в течение не более 20 суток.

6. Сыворотку сапную для РСК следует хранить в местах, не доступных для детей.

7. При нарушении целостности флаконов сыворотку выбраковывают и утилизируют любым доступным разрешённым способом.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Сыворотка сапная для РСК является компонентом в реакции связывания комплемента при диагностике сапа у лошадей. Без сапного антигена сыворотка сапная для РСК не должна вызывать задержку гемолиза эритроцитов. Без антигена и комплемента не должна вызывать гемолиз эритроцитов.

9. Препарат нетоксичен и не реактогенен.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

10. Перед применением содержимое одного флакона растворяют физиологическим раствором в объёме указанном на флаконе.

11. Несоответствие объемов смешиваемых компонентов может привести к ошибочным результатам реакции.

12. Особенности проявления реакций при соблюдении техники ее постановки не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения реакции связывания комплемента и учета реакции, поскольку это может привести к получению ошибочных результатов.

14. Постановка реакции связывания комплемента происходит «in vitro».

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При работе с сывороткой сапной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с препаратами для ветеринарного применения.

16. Все лица, участвующие в серологическом исследовании, должны быть одеты в спецодежду (халат, головной убор). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

17. При попадании сапной сыворотки на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть водопроводной водой.

18. Организация – производитель – ФКП «Курская биофабрика» (305004, РФ, г. Курск, ул. Разина, 5).

Адрес места производства ФКП «Курская биофабрика» (305004, РФ, г. Курск, ул. Разина, 5).

Инструкция по применению сыворотки сапной для реакции связывания комплемента разработана специалистами ФКП «Курская биофабрика» (305004, РФ, г. Курск, ул. Разина, 5).

Наименование и адрес организации
уполномоченной на принятие
претензий от потребителя

Федеральное казенное предприятие
«Курская биофабрика – фирма «БИОК»
305004, РФ, г. Курск, ул. Разина, 5

